

DURAN® MULTIPOINT- ANSCHLUSS-SYSTEM GL 25



**DURAN
WHEATON
KIMBLE**

Excellence in your hands

DURAN® MULTIPOST-ANSCHLUSS-SYSTEM GL 25

Mit 2, 3 oder 4 Anschlüssen für DURAN® GL 25 Flaschen


Anwendungsbereiche

- Entnahme geringer Mengen
- Medienbereitstellung für kleine Bioreaktoren
- Fed-Batch-Bioreaktor
- Perfusionskreislauf für Zellkultur
- Oxygenierung/Belüftung sehr kleiner Proben
- Einsatz in Chemie-Mikroreaktor

Eigenschaften

- Geeignet für DURAN® GL 25 Flaschen (10 ml oder 25 ml)
- Die Steckoliven sind für Schläuche mit einem Innendurchmesser von 3,2 mm (1/8") (z. B. PharMed® BPT-Schläuche*) geeignet.
- Verfügbar mit 2, 3 oder 4 Steckoliven aus chirurgischem Edelstahl (316L)
- Die verwendeten Materialien sind lebensmittelecht.
- Hohe Temperaturbeständigkeit (bis zu 180 °C)
- Autoklavierbar (bei 121 °C / 15 Minuten)
- Vielfach wiederverwendbar und lange Lebensdauer

*PharMed® ist eine eingetragene Marke von Saint-Gobain.



Bestellinformation

	Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
NEU	DURAN® GL 25 Multiport-Anschluss-System mit 2 Anschlüssen, rotem PBT-Schraubverschluss, PTFE-Einsatz und 2 Steckoliven aus Edelstahl	1	29 260 13 01
NEU	DURAN® GL 25 Multiport-Anschluss-System mit 3 Anschlüssen, rotem PBT-Schraubverschluss, PTFE-Einsatz und 3 Steckoliven aus Edelstahl	1	29 261 13 02
NEU	DURAN® GL 25 Multiport-Anschluss-System mit 4 Anschlüssen, rotem PBT-Schraubverschluss, PTFE-Einsatz und 4 Steckoliven aus Edelstahl	1	29 262 13 03

Empfohlene kompatible DURAN® Flaschen

Bezeichnung	Inhalt (ml)	VE	Best.-Nr.
DURAN® GL 25 Laborflasche, klar, ohne Schraubverschluss. Mit Retrace Code	10	10	21 801 08 02
DURAN® GL 25 Laborflasche, braun, ohne Schraubverschluss. Mit Retrace Code	10	10	21 806 08 07
DURAN® protect GL 25 Laborflasche mit Kunststoffbeschichtung, klar, ohne Schraubverschluss. Mit Retrace Code	10	10	21 805 08 06
DURAN® GL 25 Laborflasche, klar, ohne Schraubverschluss. Mit Retrace Code	25	10	21 801 14 04
DURAN® GL 25 Laborflasche, braun, ohne Schraubverschluss. Mit Retrace Code	25	10	21 806 14 09
DURAN® protect GL 25 Laborflasche mit Kunststoffbeschichtung, klar, ohne Schraubverschluss. Mit Retrace Code	25	10	10 926 76
DURAN® protect GL 25 Laborflasche mit Kunststoffbeschichtung, braun, ohne Schraubverschluss. Mit Retrace Code	25	10	21 806 14 33

Diese Produkte erhalten Sie bei Ihrem Laborfachhändler.



DWK Life Sciences GmbH
Hattenbergstraße 10
55122 Mainz
Germany

Telefon: +49 6131 - 1445 4131
Fax: +49 6131 - 1445 4016
sales@DWK-LifeSciences.com
www.DWK-LifeSciences.com

